

MOUSSES CELLULAIRES

Everad® TAC Easy MDG 19

Une unité de pulvérisation simple et efficace

Simple, pratique et efficace

Les collages de mousses nécessitent souvent le recours à la technologie des colles contact aqueuses monocomposantes Everad® TAC 1K. Pour permettre de faciliter au maximum la mise en œuvre de cette technologie, Everad® a mis au point une unité de pulvérisation simple, pratique et performante. C'est la solution idéale pour apprécier la performance des colles monocomposantes Everad® TAC 1K et répondre à toutes les exigences en matière de sécurité de travail des opérateurs et de respect de l'environnement.

Unité de pulvérisation Everad® TAC Easy MDG 19

Cette unité se compose de :

- Une cuve sous pression de capacité 19 litres en acier inoxydable avec couvercle à levier, canne plongeante et raccords en inox
 - Une barette de gestion de l'air de pulvérisation et de la pression colle
 - 1 pistolet monocomposant Everad® TAC 1K Premium
- Il s'agit d'une installation idéale pour les consommations réduites ou pour se familiariser avec la technologie Everad® TAC 1K.

Ce process vous apportera les bénéfices suivants :

- Installation et mise en oeuvre facile et rapide
- Pièces en contact avec la colle en acier inox ou PVC
- Filtres régulateurs et manomètres de régulations précis et facile à régler
- Process sous pression permettant de maîtriser parfaitement les paramètres de pulvérisation (pressions produit et air de pulvérisation)
- Maintenance facile et réduite
- Investissement réduit

