

**CONTACT ->** [contact@everad-adhesives.com](mailto:contact@everad-adhesives.com)  
Nous serons heureux de pouvoir vous donner de plus amples informations sur nos dernières innovations.

## MOUSSES CELLULAIRES

# Everad® TAC Easy SP1-B25-2K

## Unité de pulvérisation colle Everad® TAC 2K

### Simple, pratique et efficace

Les collages de mousse nécessitent souvent le recours à la technologie des colles contact aqueuses bicomposantes Everad® TAC 2K. Pour permettre de faciliter au maximum la mise en oeuvre de cette technologie, Everad® a mis au point une unité de pulvérisation simple, pratique et performante. C'est la solution idéale pour apprécier la haute performance des colles bicomposantes Everad® TAC 2K et répondre à toutes les exigences en matière de sécurité de travail des opérateurs et de respect de l'environnement.

### Everad® TAC Easy SP1-B25-2K

Cette unité se compose de :

- Deux cuves sous pression, une de 19 litres pour la colle, une de 9 litres pour l'activateur
- Un pré-équipement pour 2 pistolets de pulvérisation bicomposant
- Un chariot mobile sur roulettes facile à déplacer
- Flexibles de liaison pour la colle et l'activateur avec raccords et gaine de protection
- Régulateurs de pression air et colle-activateur
- 1 ou 2 pistolets bi-composant

### Ce process vous apportera les bénéfices suivants :

- Installation et mise en oeuvre facile et rapide
- Remplissage aisément des cuves sous pression
- Deux circuits parfaitement séparés évitant tout risque de mélange accidentel
- Pièces en contact avec les composants en acier inox ou PVC
- Filtres régulateurs et manomètres de régulations précis et facile à régler
- Investissement réduit
- Maintenance facile



Unité de pulvérisation Everad® TAC Easy SP1-B25-2K avec 1 pistolet